

TERAPIAPORRAS

# Trainer

## DIGITAALINEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINE

**Kuntoutusjaksot voidaan aloittaa varhaisessa vaiheessa, koska Trainerin askelma-  
korkeus voidaan matalammillaan säätää 2,5 cm:iin. Yksilöllisen säädön ansiosta  
kuntoutujien ei tarvitse pelätä putoamista tai kompastumista.**

Askelmakorkeus säädetään digitaalisesti, mikä helpottaa työskentelyä, varsinkin jos laitetta käyt-  
tää useampi kuntoutuja.

Kun harjoitusjakso päättyy, lasketaan portaat ala-asentoon ja rungon pohjassa olevien pyörien  
avulla laite siirretään helposti varastoon tai seuraavaan harjoitustilaan. Laite mahtuu 90 cm ovi-  
aukosta.

Lasten kuntoutuksessa Traineriin voidaan asentaa ns. välikaide.





Oikeus muutoksiin pidätetään.

## TURVALLISTA HARJOITTELUA

- tukevat kaiteet, myös portaiden etureunassa
- lapsille saatavana välikaiteet
- askelmakorkeuden voi säätää alimmillaan 2,5 cm:iin
- korkeus on helppo säätää täsmälleen samaksi seuraavalla harjoituskerralla

## LAITETTA ON HELPPO SIIRTÄÄ

- ala-asennossa laitetta voi siirtää (pohjassa pyörät)
- siirrettäessä laitetta toiseen huoneeseen on oviaukon oltava vähintään 90 cm leveä

## TRAINER SOVELTUU ERINOMAISESTI

- sairauden tai onnettomuuden jälkeiseen kuntoutukseen, myös lapsille
- ikääntyvien ja liikuntarajoitteisten kävelykyvyn vahvistamiseen ja ylläpitämiseen

## EDISTYMISEN SEURANTA

- digitaalisesta askelmakorkeuden näytöstä on helppo seurata kuntoutuksen edistymistä

## TEKNISET TIEDOT

- pituus 1650 mm
- leveys 820 mm
- korkeus 1085 mm
- laitteen paino 105 kg
- virransyöttö 230 V, 10 A
- maksimikuorma 180 kg
- HUOM! Askelmakorkeuden säätämisen aikana portailla ei saa olla painoa!