

TERAPIAPORRAS

Trainer

DIGITAALINEN KUNTOUTUKSEN APUVÄLINE

Trainerin askelmakorkeus voidaan säätää matalammillaan vain 2,5 cm:iin eli kuntoutusjaksot päästään aloittamaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Askelmakorkeus säädetään digitaalisesti kunkin kuntoutujan tarpeiden mukaisesti, eikä putoamista tai kompastumista tarvitse siis pelätä.

Kun harjoitusjakso päättyy, lasketaan portaat ala-asentoon ja rungon pohjassa olevien pyörien avulla laite siirretään helposti varastoon tai seuraavaan harjoitustilaan. Laite mahtuu 90 cm oviaukosta.

Lasten kuntoutuksessa Traineriin voidaan asentaa ns. välikaide.





TURVALLISTA HARJOITTELUA

- tukevat kaiteet, myös portaiden etureunassa
- lapsille myös välikaiteet
- askelmakorkeuden voi säätää alimmillaan 2,5 cm:iin
- korkeuden digitaalinen säätö

LAITETTA ON HELPPO SIIRTÄÄ

- ala-asennossa laitetta voi siirtää (pohjassa pyörät)
- siirrettäessä laitetta kulkutilan oltava vähintään 90 cm leveä

TRAINER SOVELTUU ERINOMAISESTI

- sairauden tai onnettomuuden jälkeiseen kuntoutukseen
- myös lapsikuntoutujille
- ikääntyvien ja liikuntarajoitteisten kävelykyvyn vahvistamiseen

EDISTYMISEN SEURANTA

- digitaalisesta askelmakorkeudennäytöstä helppo seurata kuntoutuksen edistymistä

TEKNISET TIEDOT

- pituus 1650 mm, leveys 820 mm, korkeus 1085 mm
- laitteen paino 105 kg
- virransyöttö 230 V, 10 A
- maksimikuorma 180 kg
- HUOM! Korkeuden säätämisen aikana portailla ei saa olla painoa!